



PROTESI CONO ESTERNO COMPATIBILI M.U.A.®



EXTERNAL CONICAL PROSTHESIS COMPATIBLE M.U.A.®

Vite di guarigione in titanio.
Titanium healing screw.



Diametro Diameter	-						Altezza Height
CODICE CODE	VGE480MU						-
Piattaforma Platform	4,8						

Vite di guarigione in titanio larga.
Large titanium healing screw.



Diametro Diameter	-						Altezza Height
CODICE CODE	VGSE480MU						-
Piattaforma Platform	4,8						

Transfer da impronta in acciaio con vite lunga in acciaio.
Impression transfer in stainless steel with long steel screw.



Diametro Diameter	-						Altezza Height
CODICE CODE	TCB480MU						-
Piattaforma Platform	4,8						

Calcinabile in PMMA rotante e vite in titanio.
Rotating PMMA castable and titanium screw.

Diametro Diameter	-						Altezza Height
CODICE CODE	KRE480MU						-
Piattaforma Platform	4,8						

Calcinabile angolabile in PMMA e vite in titanio.
Angled PMMA castable and titanium screw.

Diametro Diameter	-						Angolazione Angulation
CODICE CODE	KRE480ANMU						Da 0° a 30°
Piattaforma Platform	4,8						



IMPLANTOLOGIA SHOP

Viale della mercanzia, 113/115
40050 Funo, Argelato

e-mail: info@implantologiashop.it
tel.: +39 349 4095105