

# PROTESI ESAGONO ESTERNO COMPATIBILI BRANEMARK SYSTEM®

## EXTERNAL HEXAGON PROSTHESIS COMPATIBLE BRANEMARK SYSTEM®

Vite di guarigione in titanio.  
Titanium healing screw.



Diametro Diameter	3,3	5			Altezza Height
CODICE CODE	VGE33002K	VGE50002K			2
		VGE50003K			3
	VGE33004K	VGE50004K			4
		VGE50005K			5
	VGE33006K	VGE50006K			6
Piattaforma Platform	3,5	5			

Transfer da impronta in acciaio con vite lunga in acciaio inox.  
Steel impression transfer with long stainless steel screw.



Diametro Diameter	3,3	5			Altezza Height
CODICE CODE	TCB330K	TCB500K			-
Piattaforma Platform	3,5	5			

Moncone in titanio con vite in titanio.  
Titanium abutment with titanium screw.



Diametro Diameter	3,3	5			Altezza Height
CODICE CODE	PME330K	PME500K			-
Piattaforma Platform	3,5	5			

Calcinabile in PMMA non rotante o rotante e vite in titanio.  
Non-rotating or rotating PMMA castable and titanium screw.



Diametro Diameter	3,3	5			Altezza Height
CODICE CODE	KNE330K	KNE500K			-
	KRE330K	KRE550K			-
Piattaforma Platform	3,5	5			

Cilindro provvisorio in titanio non rotante o rotante e vite in titanio.  
Non-rotating or rotating temporary cylinder in titanium and titanium screw.



Diametro Diameter	3,3	5			Altezza Height
CODICE CODE	PME330NCK	PME500NCK			-
	PME330RCK	PME500RCK			-
Piattaforma Platform	3,5	5			

# PROTESI ESAGONO ESTERNO COMPATIBILI BRANEMARK SYSTEM®

## EXTERNAL HEXAGON PROSTHESIS COMPATIBLE BRANEMARK SYSTEM®

Analogo da gesso in acciaio.  
Steel analog for plaster.



Diametro Diameter	3,3	5			Altezza Height
<b>CODICE</b> CODE	ANGE330K	ANGE500K			-
<b>Piattaforma</b> Platform	3,5	5			

TiBase non rotante  
o rotante con vite in titanio.  
Non-rotating or rotating TiBase and titanium screw.



Diametro Diameter	3,3	5			Altezza Height
<b>CODICE</b> CODE	PM330NTK	PM500NTK			-
	PM330RTK	PM500RTK			-
<b>Piattaforma</b> Platform	3,5	5			

Per il diametro 3,75-4 Branemark System® non visualizzato, tornare a protesi diametro 3,75-4 esagono esterno Biomet 3i™.  
La compatibilità è la medesima.

The Branemark System® with diameter 3,75-4 may be replaced with prosthesis Biomet 3i™ external hexagon diameter 3,75-4.  
The compatibility is the same.



## IMPLANTOLOGIA SHOP

Viale della mercanzia, 113/115  
40050 Funo, Argelato

e-mail: [info@implantologiashop.it](mailto:info@implantologiashop.it)  
tel.: +39 349 4095105