


# PROTESI ESAGONO INTERNO COMPATIBILI FRIALIT® E XiVE®

## INTERNAL HEXAGON PROSTHESIS COMPATIBLE FRIALIT® AND XiVE®

Vite di guarigione in titanio.  
Titanium healing screw.



Diametro Diameter	3	3,4	3,8	4,5	5,5	Altezza Height
CODICE CODE	VGD30002X	VGD34002X	VGD38002X			2
		VGD34003X	VGD38003X	VGD45003X	VGD55003X	3
	VGD30004X	VGD34004X	VGD38004X	VGD45004X	VGD55004X	4
		VGD34005X	VGD38005X	VGD45005X	VGD55005X	5
	VGD30006X	VGD34006X	VGD38006X			6
	VGD34008X	VGD38008X			8	
Piattaforma Platform	3	3,4	3,8	4,5	5,5	

Transfer a strappo da impronta in acciaio con vite corta in acciaio.  
Pull-off transfer in steel with short steel screw.



Diametro Diameter	3,8	4,5	5,5			Altezza Height
CODICE CODE	TC380SX	TC450SX	TC550SX			-
Piattaforma Platform	3,8	4,5	5,5			

Transfer da impronta in acciaio con vite lunga in acciaio.  
Impression steel transfer with steel long screw.



Diametro Diameter	3	3,4	3,8			Altezza Height
CODICE CODE	TC300X	TC340X	TC380X			-
Piattaforma Platform	3	3,4	3,8			

Moncone in titanio con esagono e vite in titanio.  
Titanium hexagonal abutment and titanium screw.



Diametro Diameter	3	3,4	3,8	4,5	5,5	Altezza Height
CODICE CODE	PM300X	PM340X	PM380X	PM450X	PM550X	-
Piattaforma Platform	3	3,4	3,8	4,5	5,5	

Moncone in titanio con spalla con esagono e vite in titanio.  
Titanium hexagonal shoulder abutment with and titanium screw.



Diametro Diameter	3	3,4	3,8	4,5	5,5	Altezza Height
CODICE CODE	PM300SX	PM340SX	PM380SX	PM450SX	PM550SX	-
Piattaforma Platform	3	3,4	3,8	4,5	5,5	

# PROTESI ESAGONO INTERNO COMPATIBILI FRIALIT® E XiVE®

## INTERNAL HEXAGON PROSTHESIS COMPATIBLE FRIALIT® AND XiVE®

Moncone angolato con vite in titanio.  
Angled abutment and titanium screw.



Diametro Diameter	3	3,4	3,8	4,5		Angolo Angle
<b>CODICE</b> CODE	PM30015X PM30025X	PM34015X PM34025X	PM38015X PM38025X	PM45015X PM45025X		15° 25°
<b>Piattaforma</b> Platform	3	3,4	3,8	4,5		

Calcinabile in PMMA non rotante o rotante e vite in titanio.  
Non-rotating or rotating PMMA castable and titanium screw.




Diametro Diameter	3	3,4	3,8	4,5	5,5	Altezza Height
<b>CODICE</b> CODE	KCA300NX KCA300RX	KCA340NX KCA340RX	KCA380NX KCA380RX	KCA450NX KCA450RX	KCA550NX KCA550RX	-
<b>Piattaforma</b> Platform	3	3,4	3,8	4,5	5,5	

Analogo da gesso in acciaio.  
Steel analog for plaster.




Diametro Diameter	3	3,4	3,8	4,5	5,5	Altezza Height
<b>CODICE</b> CODE	ANG300X	ANG340X	ANG380X	ANG450X	ANG550X	-
<b>Piattaforma</b> Platform	3	3,4	3,8	4,5	5,5	

Vite a sfera per overdenture in titanio con cuffia in PMMA.  
Titanium cap screw for overdenture with PMMA cap.



Diametro Diameter	3	3,4	3,8	4,5		Altezza Height
<b>CODICE</b> CODE	PSA3001PX PSA3002PX PSA3003PX PSA3004PX PSA3005PX	PSA3401PX PSA3402PX PSA3403PX PSA3404PX PSA3405PX	PSA3801PX PSA3802PX PSA3803PX PSA3804PX PSA3805PX	PSA4501PX PSA4502PX PSA4503PX PSA4504PX PSA4505PX		1 2 3 4 5
<b>Piattaforma</b> Platform	3	3,4	3,8	4,5		

Locator® in titanio con cuffia in PMMA e titanio.  
Titanium Locator® with PMMA and titanium cap.



Diametro Diameter	3	3,4	3,8	4,5		Altezza Height
<b>CODICE</b> CODE	PSA3001LX PSA3002LX PSA3003LX PSA3004LX PSA3005LX	PSA3401LX PSA3402LX PSA3403LX PSA3404LX PSA3405LX	PSA3801LX PSA3802LX PSA3803LX PSA3804LX PSA3805LX	PSA4501LX PSA4502LX PSA4503LX PSA4504LX PSA4505LX		1 2 3 4 5
<b>Piattaforma</b> Platform	3	3,4	3,8	4,5		

# PROTESI ESAGONO INTERNO COMPATIBILI FRIALIT® E XiVE®


## INTERNAL HEXAGON PROSTHESIS COMPATIBLE FRIALIT® AND XiVE®

Giunto dritto in titanio di trasformazione a protesi Biomet 3i™.  
Titanium straight joint for switching with prosthesis Biomet 3i™.



Diametro Diameter	3	3,4	3,8			Altezza Height
<b>CODICE</b> CODE	PM300GX	PM340GX	PM380GX			-
<b>Piattaforma</b> Platform	3	3,4	3,8			

Pilastro conico esagonale dritto in titanio di trasformazione a protesi M.U.A.  
Straight angled conical hexagonal anchor for switching with prosthesis M.U.A.



Diametro Diameter	3	3,4	3,8			Altezza Height
<b>CODICE</b> CODE	PC30002X PC30003X PC30004X	PC34002X PC34003X PC34004X	PC38002X PC38003X PC38004X			2 3 4
<b>Piattaforma</b> Platform	3	3,4	3,8			

Cilindro in titanio non rotante o rotante con vite in titanio.  
Non-rotating or rotating titanium cylinder and titanium screw



Diametro Diameter	3	3,4	3,8	4,5	5,5	Altezza Height
<b>CODICE</b> CODE	PM300NCX PM300RCX	PM340NCX PM340RCX	PM380NCX PM380RCX	PM450NCX PM450RCX	PM550NCX PM550RCX	- -
<b>Piattaforma</b> Platform	3	3,4	3,8	4,5	5,5	

TiBase non rotante o rotante con vite in titanio.  
Non-rotating or rotating TiBase with titanium screw.



Diametro Diameter	3	3,4	3,8	4,5	5,5	Altezza Height
<b>CODICE</b> CODE	PM300NTX PM300RTX	PM340NTX PM340RTX	PM380NTX PM380RTX	PM450NTX PM450RTX	PM550NTX PM550RTX	- -
<b>Piattaforma</b> Platform	3	3,4	3,8	4,5	5,5	



## IMPLANTOLOGIA SHOP

Viale della mercanzia, 113/115  
40050 Funo, Argelato

e-mail: [info@implantologiashop.it](mailto:info@implantologiashop.it)  
tel.: +39 349 4095105