

PROTESI TRILOBATO INTERNO COMPATIBILI NOBEL REPLACE®

INTERNAL TREFOIL PROSTHESIS COMPATIBLE NOBEL REPLACE®

Vite di guarigione in titanio.
Titanium healing screw.



Diametro Diameter	3,5 NP	4,3 RP	5 WP			Altezza Height
CODICE CODE	VGD35003R	VGD43003R	VGD50003R			3
	VGD35004R	VGD43004R	VGD50004R			4
	VGD35005R	VGD43005R	VGD50005R			5
	VGD35006R	VGD43006R				6
	VGD35007R	VGD43007R				7
Piattaforma Platform	3,5	4,3	5			

Transfer da impronta in acciaio con vite corta in acciaio.
Steel impression transfer and short steel screw.



Diametro Diameter	3,5 NP	4,3 RP	5 WP			Altezza Height
CODICE CODE	TC350SR	TC430SR	TC500SR			-
Piattaforma Platform	3,5	4,3	5			

Moncone in titanio con trilobato e vite in titanio.
Titanium trifoil abutment and titanium screw.



Diametro Diameter	3,5 NP	4,3 RP	5 WP			Altezza Height
CODICE CODE	PM350R	PM430R	PM500R			-
Piattaforma Platform	3,5	4,3	5			

Moncone angolato con vite in titanio.
Angled abutment with titanium screw.



Diametro Diameter	3,5 NP	4,3 RP	5 WP			Angolazione Angulation
CODICE CODE	PM35015R	PM43015R	PM50015R			15°
	PM35025R	PM43025R	PM50025R			25°
Piattaforma Platform	3,5	4,3	5			

Calcinabile in PMMA non rotante o rotante e vite in titanio.
Non-rotating or rotating PMMA castable and titanium screw.



Diametro Diameter	3,5 NP	4,3 RP	5 WP			Altezza Height
CODICE CODE	KCA350NR	KCA430NR	KCA500NR			-
	KCA350RR	KCA430RR	KCA500RR			-
Piattaforma Platform	3,5	4,3	5			

PROTESI TRILOBATO INTERNO COMPATIBILI NOBEL REPLACE®

INTERNAL TREFOIL PROSTHESIS COMPATIBLE NOBEL REPLACE®

Cilindro provvisorio in titanio non rotante o rotante.
Non-rotating or rotating temporary cylinder with titanium screw.



Diametro Diameter	3,5 NP	4,3 RP	5 WP				Altezza Height
CODICE CODE	PM350NCR	PM430NCR	PM500NCR				-
	PM350RCR	PM430RCR	PM500RCR				-
Piattaforma Platform	3,5	4,3	5				

TiBase non rotante o rotante con vite in titanio.
Non-rotating or rotating TiBase and titanium screw.



Diametro Diameter	3,5 NP	4,3 RP	5 WP				Altezza Height
CODICE CODE	PM350NTR	PM430NTR	PM500NTR				-
	PM350RTR	PM430RTR	PM500RTR				-
Piattaforma Platform	3,5	4,3	5				

Analogo da gesso in acciaio.
Steel analog for plaster.



Diametro Diameter	3,5 NP	4,3 RP	5 WP				Altezza Height
CODICE CODE	ANG350R	ANG430R	ANG500R				-
Piattaforma Platform	3,5	4,3	5				

Pilastro conico esagonale in titanio di trasformazione a protesi M.U.A. con vite in titanio.
Hexagon conical anchor in titanium for switching with prosthesis M.U.A.



Diametro Diameter	3,5 NP	4,3 RP					Altezza Height
CODICE CODE	PC35001R	PC43001R					1
	PC35002R	PC43002R					2
	PC35003R	PC43003R					3
Piattaforma Platform	3,5	4,3					

Giunto dritto in titanio di trasformazione a protesi Biomet 3i™.
Titanium straight joint for switching with prosthesis Biomet 3i™.



Diametro Diameter	3,5 NP	4,3 RP					Altezza Height
CODICE CODE	PM350GR	PM430GR					-
Piattaforma Platform	3,5	4,3					

PROTESI TRILOBATO INTERNO COMPATIBILI NOBEL REPLACE®

INTERNAL TREFOIL PROSTHESIS COMPATIBLE NOBEL REPLACE®

Vite a sfera per
overdenture in
titanio con cuffia
in PMMA.

Titanium cap
screw for
overdenture
with PMMA cap.



Diametro Diameter	3,5 NP	4,3 RP	5 WP			Altezza Height
CODICE CODE	PSA35001PR	PSA43001PR	PSA50001PR			1
		PSA43002PR				2
	PSA35003PR	PSA43003PR	PSA50003PR			3
		PSA43004PR				4
	PSA35005PR	PSA43005PR	PSA50005PR			5
Piattaforma Platform	3,5	4,3	5			

Locator® in
titanio con
cuffia in PMMA
e titanio.

Titanium
Locator® with
PMMA and
titanium cap.



Diametro Diameter	3,5 NP	4,3 RP	5 WP			Altezza Height
CODICE CODE	PSA35001LR	PSA43001LR	PSA50001LR			1
		PSA43002LR				2
	PSA35003LR	PSA43003LR	PSA50003LR			3
		PSA43004LR				4
	PSA35005LR	PSA43005LR	PSA50005LR			5
Piattaforma Platform	3,5	4,3	5			



IMPLANTOLOGIA SHOP

Viale della mercanzia, 113/115
40050 Funo, Argelato

e-mail: info@implantologiashop.it
tel.: +39 349 4095105