



PROTESI ESAGONO INTERNO COMPATIBILI ASTRA TECH™ EV




INTERNAL HEXAGON PROSTHESIS COMPATIBLE ASTRA TECH™ EV

Vite di guarigione in titanio.
Titanium healing screw.



Diametro Diameter	3,6	4,2					Altezza Height
CODICE CODE	VGD36003V	VGD42003V					3
	VGD36004V	VGD42004V					4
	VGD36005V	VGD42005V					5
Piattaforma Platform	Conica Conical	Conica Conical					

Moncone in titanio non rotante o rotante e vite in titanio.
Non-rotating or rotating titanium abutment with titanium screw.




Diametro Diameter	3,6	4,2					Altezza Height
CODICE CODE	PM360NV	PM420NV					-
	PM360RV	PM420RV					-
Piattaforma Platform	Conica Conical	Conica Conical					

Analogo da gesso in acciaio.
Steel analog for plaster.




Diametro Diameter	3,6	4,2					Altezza Height
CODICE CODE	ANG360V	ANG420V					-
Piattaforma Platform	Conica Conical	Conica Conical					

Cilindro provvisorio in titanio non rotante o rotante e vite in titanio.
Non-rotating or rotating temporary cylinder with titanium screw.

Diametro Diameter	3,6	4,2					Altezza Height
CODICE CODE	PM360NCV	PM420NCV					-
	PM360RCV	PM420RCV					-
Piattaforma Platform	Conica Conical	Conica Conical					

TiBase non rotante o rotante con vite in titanio.
Non-rotating or rotating TiBase and titanium screw.


Diametro Diameter	3,6	4,2					Altezza Height
CODICE CODE	PM360NTV	PM420NTV					-
	PM360RTV	PM420RTV					-
Piattaforma Platform	Conica Conical	Conica Conical					

PROTESI ESAGONO INTERNO COMPATIBILI ASTRA TECH™ EV

INTERNAL HEXAGON PROSTHESIS COMPATIBLE ASTRA TECH™ EV

Vite a sfera per overdenture in titanio con cuffia in PMMA.


Titanium cap screw for overdenture with PMMA cap.



Diametro Diameter	3,6	4,2				Altezza Height
CODICE CODE	PSA36002PV	PSA42002PV				2
	PSA36003PV	PSA42003PV				3
	PSA36004PV	PSA42004PV				4
Connessione Connection	Conica Conical	Conica Conical				

Locator® in titanio con cuffia in PMMA e titanio.

Titanium Locator® with PMMA and titanium cap.



Diametro Diameter	3,6	4,2				Altezza Height
CODICE CODE	PSA36002LV	PSA42002LV				2
	PSA36003LV	PSA42003LV				3
	PSA36004LV	PSA42004LV				4
Connessione Connection	Conica Conical	Conica Conical				



IMPLANTOLOGIA SHOP

Viale della mercanzia, 113/115
40050 Funo, Argelato

e-mail: info@implantologiashop.it
tel.: +39 349 4095105