

PROTESI ESAGONO INTERNO COMPATIBILI PRIMA CONNEX®

INTERNAL HEXAGON PROSTHESIS COMPATIBLE PRIMA CONNEX®

Transfer da impronta a strappo in acciaio con vite lunga in acciaio.
Pull-off transfer in steel with long steel screw.



Diametro Diameter	3,5	4,1	5		Altezza Height
CODICE CODE	TC350M	TC410M	TC500M		-
Piattaforma Platform	Conica Conical	Conica Conical	Conica Conical		

Moncone in titanio non rotante o rotante e vite in titanio.
Non-rotating or rotating titanium abutment with titanium screw.



Diametro Diameter	3,5	4,1	5		Altezza Height
CODICE CODE	PM350NM PM350RM	PM410NM PM410RM	PM500NM PM500RM		- -
Piattaforma Platform	Conica Conical	Conica Conical	Conica Conical		

Cilindro provvisorio in titanio non rotante o rotante e vite in titanio.
Non-rotating or rotating temporary cylinder in titanium with titanium screw.



Diametro Diameter	3,5	4,1	5		Altezza Height
CODICE CODE	PM350NCM PM350RCM	PM410NCM PM410RCM	PM500NCM PM500RCM		- -
Piattaforma Platform	Conica Conical	Conica Conical	Conica Conical		

Calcinabile in PMMA non rotante o rotante e vite in titanio.
Non-rotating or rotating PMMA castable and titanium screw.



Diametro Diameter	3,5	4,1	5		Altezza Height
CODICE CODE	KCA350NM KCA350RM	KCA410NM KCA410RM	KCA500NM KCA500RM		- -
Piattaforma Platform	Conica Conical	Conica Conical	Conica Conical		

Analogo da gesso in acciaio.
Steel analog for plaster.



Diametro Diameter	3,5	4,1	5		Altezza Height
CODICE CODE	ANG350M	ANG410M	ANG500M		-
Piattaforma Platform	Conica Conical	Conica Conical	Conica Conical		

PROTESI ESAGONO INTERNO COMPATIBILI PRIMA CONNEX®

INTERNAL HEXAGON PROSTHESIS COMPATIBLE PRIMA CONNEX®

TiBase non rotante o rotante con vite in titanio.
Non-rotating or rotating TiBase and titanium screw.



Diametro Diameter	3,5	4,1	5		Altezza Height
CODICE CODE	PM350NTM	PM410NTM	PM500NTM		-
	PM350RTM	PM410RTM	PM500RTM		-
Piattaforma Platform	Conica Conical	Conica Conical	Conica Conical		

Vite a sfera per overdenture in titanio con cuffia in PMMA.
Titanium cap screw for overdenture with PMMA cap.



Diametro Diameter	3,5	4,1	5		Altezza Height
CODICE CODE	PSA35002PM	PSA41002PM	PSA50002PM		2
	PSA35003PM	PSA41003PM	PSA50003PM		3
	PSA35004PM	PSA41004PM	PSA50004PM		4
Piattaforma Platform	Conica Conical	Conica Conical	Conica Conical		

Locator® in titanio con cuffia in PMMA e titanio.
Titanium Locator® with PMMA and titanium cap.



Diametro Diameter	3,5	4,1	5		Altezza Height
CODICE CODE	PSA35002LM	PSA41002LM	PSA50002LM		2
	PSA35003LM	PSA41003LM	PSA50003LM		3
	PSA35004LM	PSA41004LM	PSA50004LM		4
Piattaforma Platform	Conica Conical	Conica Conical	Conica Conical		



IMPLANTOLOGIA SHOP

Viale della mercanzia, 113/115
40050 Funo, Argelato

e-mail: info@implantologiashop.it
tel.: +39 349 4095105