


PROTESI OTTAGONO ESTERNO COMPATIBILI OCTA® STRAUMANN®

EXTERNAL OCTAGON PROSTHESIS COMPATIBLE OCTA® STRAUMANN®

Vite di guarigione in titanio.
Titanium healing screw.



Diametro Diameter	3,3/4						Altezza Height
CODICE CODE	VGE40002S						2
	VGE40003S						3
	VGE40004S						4
	VGE40005S						5
Piattaforma Platform	4,8						

Transfer da impronta in acciaio con vite lunga in acciaio.
Steel impression transfer and long steel screw.



Diametro Diameter	3,3/4						Altezza Height
CODICE CODE	TCB400S						-
Piattaforma Platform	4,8						

Giunto dritto in titanio di trasformazione a protesi Biomet 3i™.
Titanium straight joint for switching with prosthesis Biomet 3i™.



Diametro Diameter	3,3/4						Altezza Height
CODICE CODE	PM400GS						-
Piattaforma Platform	Conica Conical						

Calcinabile in PMMA non rotante o rotante e vite in titanio.
Non-rotating or rotating PMMA castable and titanium screw.



Diametro Diameter	3,3/4						Altezza Height
CODICE CODE	KNE400S						-
	KRE400S						-
Piattaforma Platform	4,8						

Cilindro provvisorio in titanio rotante con vite in titanio.
Non-rotating or rotating temporary cylinder with titanium screw.



Diametro Diameter	3,3/4						Altezza Height
CODICE CODE	PME400RCS						-
Piattaforma Platform	4,8						

PROTESI OTTAGONO ESTERNO COMPATIBILI OCTA® STRAUMANN®

EXTERNAL OCTAGON PROSTHESIS COMPATIBLE OCTA® STRAUMANN®

Analogo da gesso
in acciaio.
Steel analog for
plaster.



Diametro Diameter	3,3/4						Altezza Height
CODICE CODE	ANGE400S						-
Piattaforma Platform	4,8						

TiBase non
rotante o
rotante con
vite in titanio.
Non-rotating
or rotating
TiBase and
titanium
screw.



Diametro Diameter	3,3/4						Altezza Height
CODICE CODE	PM400NTS PM400RTS						-
Piattaforma Platform	4,8						



IMPLANTOLOGIA SHOP

Viale della mercanzia, 113/115
40050 Funo, Argelato

e-mail: info@implantologiashop.it
tel.: +39 349 4095105