

PROTESI CONNESSIONE INTERNA COMPATIBILI ANKYLOS®

INTERNAL CONNECTION PROSTHESIS COMPATIBLE ANKYLOS®

Vite di guarigione in titanio.
Titanium healing screw.



Diametro Diameter	3,5	4,5					Altezza Height
CODICE CODE	VGD35003Y	VGD45003Y					3
	VGD35004Y	VGD45004Y					4
	VGD35005Y	VGD45005Y					5
Connessione Connection	Conica Conical	Conica Conical					

Transfer da impronta in acciaio con vite lunga in acciaio.
Steel impression transfer and long steel screw.



Diametro Diameter	3,5	4,5					Altezza Height
CODICE CODE	TC35001Y	TC45001Y					1,5
	TC35002Y	TC45002Y					3
Connessione Connection	Conica Conical	Conica Conical					

Moncone in titanio con esagono e vite in titanio.
Hexagon titanium abutment with titanium screw.



Diametro Diameter	3,5	4,5					Altezza Height
CODICE CODE	PM35001Y	PM45001Y					1,5
	PM35002Y	PM45002Y					3
Connessione Connection	Conica Conical	Conica Conical					

Moncone angolato con vite in titanio.
Angled abutment with titanium screw.



Diametro Diameter	3,5	4,5					Angolazione Angulation
CODICE CODE	PM35015Y	PM35015Y					15°
	PM45025Y	PM45025Y					25°
Connessione Connection	Conica Conical	Conica Conical					

Cilindro provvisorio in titanio o acciaio non rotante o rotante e vite in titanio.
Non-rotating or rotating temporary cylinder with titanium screw.



Diametro Diameter	3,5	4					Altezza Height
CODICE CODE	PM350NCY	PM400NCY					-
	PM350RCY	PM400RCY					-
Connessione Connection	Conica Conical	Conica Conical					

PROTESI CONNESSIONE INTERNA COMPATIBILI ANKYLOS®

INTERNAL CONNECTION PROSTHESIS COMPATIBLE ANKYLOS®

Analogo da gesso
in acciaio.
Steel analog for
plaster.



Diametro Diameter	3,5	4,5					Altezza Height
CODICE CODE	ANG350Y	ANG450Y					-
Connessione Connection	Conica Conical	Conica Conical					

TiBase non rotante
o rotante con vite
in titanio.
Non-rotating or
rotating TiBase
with titanium
screw.



Diametro Diameter	3,5	4,5					Altezza Height
CODICE CODE	PM3500NTY PM3500RTY	PM4500NTY PM4500RTY					- -
Connessione Connection	Conica Conical	Conica Conical					

Vite a sfera per
overdenture in
titanio con cuffia
in PMMA.
Titanium cap
screw for
overdenture with
titanium and
PMMA cap.



Diametro Diameter	3,5						Altezza Height
CODICE CODE	PSA35002PY PSA35003PY PSA35004PY						2 3 4
Connessione Connection	Conica Conical						

Locator® in
titanio con
cuffia in PMMA
e titanio.
Titanium
Locator® with
PMMA and
titanium cap.



Diametro Diameter	3,5						Altezza Height
CODICE CODE	PSA35002LY PSA35003LY PSA35004LY						2 3 4
Connessione Connection	Conica Conical						



IMPLANTOLOGIA SHOP

Viale della mercanzia, 113/115
40050 Funo, Argelato

e-mail: info@implantologiashop.it
tel.: +39 349 4095105