




Vástagos/Gambo/Haste ø 3 mm



1	Tipo de fresa/ Tipo di fresa/ Tipo de fresa	Fresa redonda / Fresa a testa sferica/ Fresa esférica	Fresa helicoidal/ Fresa helicoidal/ Broca helicoidal
2	Nivel de mecanizado/ Livello di lavorazione/ Estágio de tratamento		Fabricación del modelo/ Realizzazione del modello/ Confeção de modelos
3	Vástagos/Gambo/Haste ø mm	3,0	3,0
4	Diámetro/Diámetro/Diámetro ø mm	2,5	2,0
5	Bordes cortantes/Lame/Lâminas	1	2
6	Anillo espaciador/Anello distanziatore/Anel espaçador	●	●
7	Recubrimiento/Rivestimento/Revestimento	-	-
8	Para la preparación de los siguientes materiales/ Per la lavorazione dei seguenti materiali/ Para processamento dos seguintes materiais		
		76 06 40	76 06 41
		CN3303	CN3263



1	Tipo de fresa/ Tipo di fresa/ Tipo de fresa	Fresa de calibración/ Fresa di calibrazione/ Fresa de calibração
2	Nivel de mecanizado/ Livello di lavorazione/ Estágio de tratamento	
3	Vástagos/Gambo/Haste ø mm	3,0
4	Diámetro/Diámetro/Diámetro ø mm	1,2
5	Bordes cortantes/Lame/Lâminas	1
6	Anillo espaciador/Anello distanziatore/Anel espaçador	●
7	Recubrimiento/Rivestimento/Revestimento	-
8	Para la preparación de los siguientes materiales/ Per la lavorazione dei seguenti materiali/ Para processamento dos seguintes materiais	
		76 06 30
		CN3304



NTI-Kahla GmbH
Rotary Dental Instruments
Im Camisch 3
D-07768 Kahla/Germany

Tel. +49(0)36 424-573-0
Fax +49(0)36 424-573-29
e-mail: nti@nti.de

Prosp.81.1-ES-IT-PT
Amann Girrbach
06/2018

Herramientas para el sistema CAD/CAM

Strumenti per sistemi CAD/CAM
Ferramentas para sistemas de CAD/CAM
[Amann Girrbach]



Vástagos/Gambo/Haste ø 3 mm

1	Tipo de fresa/ Tipo di fresa/ Tipo de fresa	Cono, puntiagudo/ Cono a punta/ Cónica, pontiaguda	Cilindro, punta redondeada/ Cilindro con punta arrotondata/ Cilíndrica, ponta redonda	Cilindro/ Cilíndrica
2	Nivel de mecanizado/ Livello di lavorazione/ Estágio de tratamento			
3	Vástagos/Gambo/Haste ø mm	3,0	3,0	3,0
4	Diámetro/Diámetro/Diámetro ø mm	0,4	1,0	1,4
5	Bordes cortantes/Lame/Láminas	-	-	-
6	Anillo espaciador/Anello distanziatore/Anel espaçador	●	●	●
7	Recubrimiento/Rivestimento/Revestimento	-	-	-
8	Para la preparación de los siguientes materiales/ Per la lavorazione dei seguenti materiali/ Para processamento dos seguintes materiais			
		ZrO ₂ · LS ₂	ZrO ₂ · LS ₂	ZrO ₂ · LS ₂
		76 06 51	76 06 50	76 06 49
		CN3004M	CN3007M	CN3006M

Vástagos/Gambo/Haste ø 3 mm

1	Tipo de fresa/ Tipo di fresa/ Tipo de fresa	Fresa de punta esférica/ Fresa a testa semisférica/ Fresa de raio frontal	Fresa de punta esférica/ Fresa a testa semisférica/ Fresa de raio frontal	Fresa de punta esférica/ Fresa a testa semisférica/ Fresa de raio frontal
2	Nivel de mecanizado/ Livello di lavorazione/ Estágio de tratamento	Alisar/ Finitura/ Acabamento	Alisar/ Finitura/ Acabamento	Alisar/ Finitura/ Acabamento
3	Vástagos/Gambo/Haste ø mm	3,0	3,0	3,0
4	Diámetro/Diámetro/Diámetro ø mm	0,6	0,6	1,0
5	Bordes cortantes/Lame/Láminas	2	2	2
6	Anillo espaciador/Anello distanziatore/Anel espaçador	●	●	●
7	Recubrimiento/Rivestimento/Revestimento	DLC	BDN	DLC
8	Para la preparación de los siguientes materiales/ Per la lavorazione dei seguenti materiali/ Para processamento dos seguintes materiais	PEEK PMMA Cera/Cera/Cera CrCo		PEEK PMMA Cera/Cera/Cera CrCo
		ZrO ₂ · LS ₂	ZrO ₂ · LS ₂	ZrO ₂ · LS ₂
		76 06 06	76 06 13	76 06 04
		CN3206C	CN3208D	CN3217C

Vástagos/Gambo/Haste ø 3 mm

1	Tipo de fresa/ Tipo di fresa/ Tipo de fresa	Fresa de punta esférica/ Fresa a testa semisférica/ Fresa de raio frontal	Fresa monodentada/ fresa a dente singolo/ fresa de dentes unitário
2	Nivel de mecanizado/ Livello di lavorazione/ Estágio de tratamento	Alisar/ Finitura/ Acabamento	Fabricación del modelo/ Realizzazione del modello/ Confeção de modelos
3	Vástagos/Gambo/Haste ø mm	3,0	3,0
4	Diámetro/Diámetro/Diámetro ø mm	1,0	3,0
5	Bordes cortantes/Lame/Láminas	2	1
6	Anillo espaciador/Anello distanziatore/Anel espaçador	●	●
7	Recubrimiento/Rivestimento/Revestimento	-	-
8	Para la preparación de los siguientes materiales/ Per la lavorazione dei seguenti materiali/ Para processamento dos seguintes materiais	PEEK PMMA	PEEK PMMA Cera/Cera/Cera
		ZrO ₂ · LS ₂	ZrO ₂ · LS ₂
		76 06 31	76 06 33
		CN3218	CN3109

1	Tipo de fresa/ Tipo di fresa/ Tipo de fresa	Torpedo/ Torpedo/ Torpedo	Fresa de punta esférica/ Fresa a testa semisférica/ Fresa de raio frontal	Fresa de punta esférica/ Fresa a testa semisférica/ Fresa de raio frontal
2	Nivel de mecanizado/ Livello di lavorazione/ Estágio de tratamento		Alisar/ Finitura/ Acabamento	Alisar/ Finitura/ Acabamento
3	Vástagos/Gambo/Haste ø mm	3,0	3,0	3,0
4	Diámetro/Diámetro/Diámetro ø mm	1,8	0,3	0,3
5	Bordes cortantes/Lame/Láminas	-	2	2
6	Anillo espaciador/Anello distanziatore/Anel espaçador	●	●	●
7	Recubrimiento/Rivestimento/Revestimento	-	-	BDN
8	Para la preparación de los siguientes materiales/ Per la lavorazione dei seguenti materiali/ Para processamento dos seguintes materiais		PEEK PMMA Cera/Cera/Cera CrCo	
		ZrO ₂ · LS ₂		ZrO ₂ · LS ₂
		76 06 48	76 06 07	76 06 14
		CN3005M	CN3201	CN3205D

1	Tipo de fresa/ Tipo di fresa/ Tipo de fresa	Fresa de punta esférica/ Fresa a testa semisférica/ Fresa de raio frontal	Fresa de punta esférica/ Fresa a testa semisférica/ Fresa de raio frontal	Fresa de punta esférica/ Fresa a testa semisférica/ Fresa de raio frontal
2	Nivel de mecanizado/ Livello di lavorazione/ Estágio de tratamento	Alisar/ Finitura/ Acabamento	Desbastar/ Sgrossatura/ Desbaste	Desbastar/ Sgrossatura/ Desbaste
3	Vástagos/Gambo/Haste ø mm	3,0	3,0	3,0
4	Diámetro/Diámetro/Diámetro ø mm	1,0	2,5	2,5
5	Bordes cortantes/Lame/Láminas	2	2	2
6	Anillo espaciador/Anello distanziatore/Anel espaçador	●	●	●
7	Recubrimiento/Rivestimento/Revestimento	BDN	DLC	BDN
8	Para la preparación de los siguientes materiales/ Per la lavorazione dei seguenti materiali/ Para processamento dos seguintes materiais		PEEK PMMA Cera/Cera/Cera CrCo	
		ZrO ₂ · LS ₂	ZrO ₂ · LS ₂	ZrO ₂ · LS ₂
		76 06 09	76 06 05	76 06 08
		CN3229D	CN3230C	CN3231D

1	Tipo de fresa/ Tipo di fresa/ Tipo de fresa	Fresa de punta esférica/ Fresa a testa semisférica/ Fresa de raio frontal	Fresa de punta esférica/ Fresa a testa semisférica/ Fresa de raio frontal
2	Nivel de mecanizado/ Livello di lavorazione/ Estágio de tratamento	Alisar/ Finitura/ Acabamento	Desbastar/ Sgrossatura/ Desbaste
3	Vástagos/Gambo/Haste ø mm	3,0	3,0
4	Diámetro/Diámetro/Diámetro ø mm	1,0	2,0
5	Bordes cortantes/Lame/Láminas	4	4
6	Anillo espaciador/Anello distanziatore/Anel espaçador	●	●
7	Recubrimiento/Rivestimento/Revestimento	BMT	BMT
8	Para la preparación de los siguientes materiales/ Per la lavorazione dei seguenti materiali/ Para processamento dos seguintes materiais		
		Ti	Ti
		76 06 15	76 06 16
		CN3401B	CN3402B